

ブラケット

歯に直接ついている半透明の四角い装置です

結紮線 (けっさつせん)

細い針金様の金属線でワイヤーが外れないように結んであります

- * セラミックブラケットの方は白色の結紮線です
- * 顎間ゴムをひっかけるためにフックがついているものもあります


リング (モジュール)

透明な輪ゴムでワイヤーが外れないように止めてあります


- * カラーのリング (カラーゴム) もあります

応急処置の方法 (歯科用ワックスのつけ方)

口内炎ができた・ブラケットが当たって痛い時



奥のワイヤーが頬に引っかかる時



歯科用ワックス
当院で販売しているので必要な方お申し付けください

- 唾液などで水分が多いとつきにくいのでティッシュなどでふき取ってからつけてください
- 高温な場所だと溶けてしまうので冷蔵庫で保管してください